

Der corpuls³ verfügt ab sofort über die neue **primeCPR-Feedbacktechnologie**

Neugeräte haben diese Option generell – erkennbar an der **grünen** Buchse. An dieser Stelle war bisher die **blaue** Buchse der ZOLL-Feedbacktechnologie zu finden. Die alte Technologie steht uns aufgrund ausgelaufener Verträge leider nicht mehr zur Verfügung. Jetzt arbeiten wir bei der neuen Technologie mit einem **europäischen Partner**, mit dem wir schon beim **corpuls 200** vertrauensvoll zusammen entwickelt haben.



Welche Optionen haben Sie?

Weiterbetrieb des alten Systems

Neugeräte werden nur mit **primeCPR** geliefert, das bedeutet:

Mischbetrieb

(**alte/neue** Kabel und **alte/neue** Sensoren)

Umrüstung (vorzugsweise im Rahmen der jährlichen Überprüfung)

Wir können Ihre Bestandsgeräte mit **primeCPR** umrüsten.

Bitte sprechen Sie uns an.

Welche Möglichkeiten haben Sie mit **primeCPR**?

Einwegsystem	Mehrwegsystem						
 <p>Art.Nr. 04235.5V (VE 10)</p>	<p>Einwegsensoren zur Nutzung an einem Patienten. Ggf. auch an gering frequentierten Geräten</p>	 <p>Art.Nr. 04235.4 (1 Stck)</p>	<p>Mehrwegsensoren (desinfizierbar) zur häufigen Verwendung z.B. an hochfrequentierten Geräten</p>	 <p>Art.Nr. 04235.50 (1 Stck)</p>	<p>Anschlusskabel für Einwegsensoren (ist kein Einwegartikel)</p>	 <p>Art.Nr. 04235.41 (VE 5)</p>	<p>Einwegklebepad zur Fixierung des Mehrwegsensors auf dem Thorax</p>
 <p>Art.Nr. 04235.4 (1 Stck)</p>	<p>Mehrwegsensoren (desinfizierbar) zur häufigen Verwendung z.B. an hochfrequentierten Geräten</p>	 <p>Art.Nr. 04235.50 (1 Stck)</p>	<p>Anschlusskabel für Einwegsensoren (ist kein Einwegartikel)</p>	 <p>Art.Nr. 04235.41 (VE 5)</p>	<p>Einwegklebepad zur Fixierung des Mehrwegsensors auf dem Thorax</p>		
 <p>Art.Nr. 04235.50 (1 Stck)</p>	<p>Anschlusskabel für Einwegsensoren (ist kein Einwegartikel)</p>	 <p>Art.Nr. 04235.41 (VE 5)</p>	<p>Einwegklebepad zur Fixierung des Mehrwegsensors auf dem Thorax</p>				
 <p>Art.Nr. 04235.41 (VE 5)</p>	<p>Einwegklebepad zur Fixierung des Mehrwegsensors auf dem Thorax</p>						

Informationen erhalten Sie unter **0331 2378780**, vertrieb@riedel-schulz.de oder von Ihrem zuständigen Vertriebs-Außendienst

Riedel + Schulz Medizintechnik GmbH

Arthur-Scheunert-Allee 2 (Haus 3)
14558 Nuthetal
Geschäftsführer:
Jan Riedel, Jörn Schulz

Tel. 0331 237879 -0
Fax 0331 237878 -29
info@riedel-schulz.de
www.riedel-schulz.de

Amtsgericht Potsdam
HRB 21804 P
Finanzamt Potsdam
Steuer-Nr.: 046/117/02340
USt.-ID.: DE 263076793



Mittelbrandenburgische Sparkasse Potsdam
BLZ 160 500 00
Konto: 351 855 03 80
IBAN: DE51 1605 0000 3518 5503 80
BIC-/Swift-Code: WELA DE D1 PMB