



corpuls³

Produktkatalog

... DAS IST UNSER JOB



 corpuls aed



 corpuls¹



 corpuls³



 corpuls cpr

Inhaltsverzeichnis

Zubehör EKG-Monitoring und Diagnostik	1
Zubehör Defibrillator/Pacer	1
Zubehör primeCPR - Feedback	3
Option MASIMO® SpO₂, SpCO, SpMET, SpHB	4
Option nichtinvasive Blutdruckmessung NIBD	7
Option Temperaturmessung	8
Option invasive Blutdruckmessung IBD	9
Option Kapnographie CO₂ (capONE, Nihon Kohden)	9
Fahrzeuginstallation, Halterungen, Stromversorgung	10
Sonstiges Verbrauchsmaterial/Zubehör	14

Preisliste Verbrauchsmittel/Zubehör corpuls³

Artikel Nr.	Bezeichnung	Bild
Zubehör EKG-Monitoring und Diagnostik		
04222 	4-poliges EKG-Monitoringkabel corpuls³ 2,0m mit Clips Code1/ERC	
04222.2 	4- pol.-EKG-Monitoringadapterkabel für Neugeb. u. Kleinkinder m. Clips Code1/ERC	
04222.02 	4-poliges EKG-Monitoringkabel corpuls³ 3,6m mit Clips Code1/ERC	
04223 	6-poliges EKG-Diagnoseergänzungskabel corpuls³ 2,0 m mit Clips Code1/ERC	
68120.03900 	Kabelrechen für EKG-Kabel (1 Halbschale für 3 Adern)	
01126.3V	EKG-Einwegelektrode Erwachsene 50 mm x 45 mm (Box à 300 Stück, 10 Beutel)	
04224	EKG-Kabeltester corpuls³	
Zubehör Defibrillator/Pacer		
04324.3V 	corPatch easy - Defi-/Stim.-Elektroden mit Kabel (Hartschale) (VE=10) corPatch easy-Elektroden können zur Defibrillation, synchronisierten Kardioversion, Stimulation und EKG-Überwachung bei Erw. u. Kindern eingesetzt werden.	
05120.3V 	corPatch easy Pediatric, Haltbarkeit 3 Jahre ab Produktion (VE=10) corPatch easy-Elektroden können zur Defibrillation, synchronisierten Kardioversion, Stimulation und EKG-Überwachung bei Kleinkindern/Neonaten eingesetzt werden.	
05120.4V	corPatch easy Pro; 2,00m; für corpuls AED, corpuls1, corpuls3; 42 Monate (VE=10) ersetzt Art. 05120.1V (längere Haltbarkeit, für corpuls 1,3 und aed verwendbar)	
05120.5V	corPatch easy pre-connected Erw. ; 1,35m; für corpuls1, corpuls3 (VE=10) ersetzt Art. 05120.1V (nur für corpuls 1 und 3 verwendbar)	

Preisliste Verbrauchsmittel/Zubehör corpuls³

Artikel Nr.	Bezeichnung	Bild
04326.0BA	Therapiestammkabel corpuls³ Slim, corpuls1, corpuls aed	
01227	Baby-Elektrodenaufsatz Baby-Schockelektroden, die auf die Schockpaddel (Artikel Nr. 04326) aufgesteckt werden. Über den Aufsatz wird nur 10% der eingestellten Energie abgegeben.	
04326	Schockpaddles corpuls³ (2 Stück inkl. Verbindungskabel) patentiertes Schockpaddelsystem für gefahrlose Defibrillation bei Nässe	
04327.0	Schocklöffelhalter (1Paar inkl. Verbindungskabel)	
04327.6	Y-Adapterkabel - Schocklöffelhalter (kompatibel corpuls1/corpuls³)	
04327.1	Schocklöffel- Elektrode Gr.A, 11,00 cm³ (2 Stück erforderlich; Preis pro Stück)	
04327.2	Schocklöffel- Elektrode Gr.B, 18,25 cm³ (2 Stück erforderlich; Preis pro Stück)	
04327.3	Schocklöffel- Elektrode Gr.C, 46,60 cm³ (2 Stück erforderlich; Preis pro Stück)	
04324.9000AA	corpuls Trainingskabel Zoll/Laerdal (ShockLink)	
04325.51BA	Adapterkabel Laerdal/Ambu-Übungs-Puppe corpuls³	
04390.73029	Schiebehülse für Winkelbuchse Stammkabel ohne Verdrehenschutz corpuls³	

Preisliste Verbrauchsmittel/Zubehör corpuls³

Artikel Nr.	Bezeichnung	Bild
Zubehör primeCPR - Feedback		
04235.50	primeCPR easy-Zwischenkabel Zwischenkabel zum Anschließen des primeCPR easy-Feedbacksensors 04235.5V	
04235.5V	primeCPR easy Feedbacksensor Einweg (VE=10) nur in Verbindung mit Option primeCPR, Zwischenkabel (04235.50) und ab Software 4.3.1	
04235.4	primeCPR-Feedbacksensor (Mehrweg) nur in Verbindung mit Option primeCPR und ab Software 4.3.1	
04235.41	primeCPR PAD (VE=5) zur Verwendung mit dem primeCPR-Mehrweg-Sensor (04235.4)	

Preisliste Verbrauchsmittel/Zubehör corpuls³

Artikel Nr.	Bezeichnung	Bild
Option MASIMO® SpO2, SpCO, SpMET, SpHB		
MASIMO Rainbow® SET		MASIMO SET MS-2040
		
Zwischenkabel MASIMO® Rainbow SET corpuls³/corpuls¹		
04227.0 	MASIMO® SpO2/CO/MetRainbow-Zwischenkabel corpuls³/corpuls¹ 1,2m (25p/15p) M-LNCS für Anschluss der 04225.xx, 04226.xx, 04227.xx - Sensoren	
04227.02	MASIMO® SpO2 Rainbow-Zwischenkabel corpuls³ 1,2 m (25p/9p) (Sub-D) LNCS für Anschluss der 04228.xx -Sensoren	
Zwischenkabel MASIMO® SET MS-2040 corpuls³		
04227.03	MASIMO® SET SpO2-Zwischenkabel corpuls³ 1,6 m 11p/15p MLNCS zum Anschluss der 04227.xx -Sensoren	
04228.0	MASIMO® SpO2-Zwischenkabel corpuls³ 1,2 m (9p. Sub-D) LNCS	
Sensoren MASIMO® Rainbow SET corpuls³/corpuls¹ (15p)		
04225.61V	MASIMO® SpO2/HB/Met Rainbow-Einwegsensoren Erwachsene MLNCS (VE=10)	
04225.62V	MASIMO® SpO2/HB/Met Rainbow-Einwegsensoren Kinder 10-50kg MLNCS (VE=10)	
04226.1	MASIMO® SpO2/CO/Met Rainbow-Fingersensoren Kinder 15p mit Kabel 0,90 m MLNCS	
04226.2	MASIMO® SpO2/CO/Met Rainbow-Fingersensoren Erwachsene 15p mit Kabel 0,90 m MLNCS	

Preisliste Verbrauchsmittel/Zubehör corpuls³

Artikel Nr.	Bezeichnung	Bild
04226.211	Schutzhülle Umlicht für MASIMO® Rainbow-Fingersensor 04226.2 + 04226.1 (VE=10)	
04226.61V	MASIMO® SpO2/CO/Met Rainbow-Einwegsensoren Erwachsene und Kinder >30kg MLNCS (VE=10)	
04226.62V 	MASIMO® SpO2/CO/Met Rainbow-Einwegsensoren Kinder 10-50kg MLNCS (VE=10)	
04226.63V	MASIMO® SpO2/CO/Met Rainbow-Einwegsensoren Kleinkinder 3-30kg MLNCS (VE=10)	
04227.1	MASIMO® SpO2 Rainbow-Fingersensoren Kinder 15p mit Kabel 0,90 m MLNCS	
04227.2	MASIMO® SpO2 Rainbow-Fingersensoren Erwachsene 15p mit Kabel 0,90 m MLNCS	
04227.22	MASIMO® SpO2 Rainbow-Silikon-Fingersensoren Erwachsene 15p mit Kabel 0,90 m MLNCS	
04227.4	MASIMO® SpO2 Rainbow Ohrclipsensoren Erwachsene >30 kg, 15pol MLNCS	
04227.61V 	MASIMO® SpO2 Rainbow-Einwegsensoren Erwachs. u. Kinder >30kg MLNCS (VE=20)	
04227.62V 	MASIMO® SpO2 Rainbow-Einwegsensoren Kinder 10-50kg MLNCS (VE=20)	
04227.63V 	MASIMO® SpO2 Rainbow-Einwegsensoren Kleinkinder 3-20kg MLNCS (VE=20)	
04227.64V 	MASIMO® SpO2 Rainbow-Einwegsensoren Neo/Erw <3kg-Zeh/>40kg-Finger MLNCS (VE=20)	

Preisliste Verbrauchsmittel/Zubehör corpuls³

Artikel Nr.	Bezeichnung	Bild
Sensoren SpO2 MASIMO® SET corpuls³ (9p. SUB-D)		
04228.1	MASIMO® SpO2-Fingersensor Kinder 10-50 kg mit Kabel 0,90 m LNCS	
04228.2	MASIMO® SpO2-Fingersensor Erwachsene und Kinder >30 kg mit Kabel 0,90 m LNCS	
04228.22	MASIMO® SpO2-Silikon-Fingersensor Erwachsene mit Kabel 0,90 m LNCS DBI SpO²	
04228.3	MASIMO® SpO2-Ohrclipsensor Erwachsene >30 kg LNCS	
04228.61V	MASIMO® SpO2-Einwegsensoren Erwachsene und Kinder >30 kg LNCS (VE=20)	
04228.62V	MASIMO® SpO2-Einwegsensoren Kinder 10-50 kg LNCS (VE=20)	
04228.63V	MASIMO® SpO2-Einwegsensoren Kleinkinder 3-20 kg LNCS (VE=20)	
04228.64V	MASIMO® SpO2-Einwegsensoren Neo/Erw. <3 kg-Zeh/>40 kg-Finger LNCS (VE=20)	

Preisliste Verbrauchsmittel/Zubehör corpus³

Artikel Nr.	Bezeichnung	Bild
Option nichtinvasive Blutdruckmessung NIBD		
04229.11	NIBD-Manschette einteilig 'Säugling', Oberarmumfang 8-13 cm, Orange, latexfrei	
04229.12	NIBD-Manschette einteilig 'Kind', Oberarmumfang 12-19 cm, Grün, latexfrei	
04229.15	NIBD-Manschette einteilig 'Prime Cuff' S, Oberarm 18-29 cm, Hellblau, latexfrei	
04229.17 	NIBD-Manschette einteilig 'Prime Cuff', Oberarm 28-40 cm, Dunkelblau, latexfrei	
04229.19	NIBD-Manschette einteilig 'Prime Cuff XL', Oberarm 40-55 cm, Burgund, latexfrei	
04229.81V 	NIBD-Einweg-Manschette Gr. 1 Neugeborene, Oberarmumfang 3-6 cm (VE=20)	
04229.82V 	NIBD-Einweg-Manschette Gr. 2 Neugeborene, Oberarmumfang 4-8 cm (VE=20)	
04229.83V 	NIBD-Einweg-Manschette Gr. 3 Neugeborene, Oberarmumfang 6-11 cm (VE=20)	
04229.84V 	NIBD-Einweg-Manschette Gr. 4 Neugeborene, Oberarmumfang 7-13 cm (VE=20)	
04229.85V 	NIBD-Einweg-Manschette Gr. 5 Neugeborene, Oberarmumfang 8-15 cm (VE=20)	

Preisliste Verbrauchsmittel/Zubehör corpuls³

Artikel Nr.	Bezeichnung	Bild
04229.91 	NIBD-Anschlussschlauch für Manschetten corpuls³, 90° gewinkelt, 2,5 m	
02128.95 	Adapterschlauch 14 cm f. NIBP Einweg-Manschette, Neugeb.	
64131.00104	Kupplung/Mutterteil 4mm NIBD-Manschette	
64131.00204	Kupplung/Vaterteil 4mm NIBD-Anschlußschlauch	
17101	Manuelles Blutdruckmessgerät mit 0,95 m Schlauch mit Anschluss für corpuls Manschetten	
Option Temperaturmessung		
02131.0 	Temperatursonde Rektal-/Oesophageal Erwachsene YSIN401 Aus hygienischen Gründen kann die Messsonde mit einem Gummiüberzug versehen werden (Artikel Nr: 02131.9)	
02131.9 	Einweg-Überzug für wiederverwendbare Temp.-Rektalsonden (VE=10) nur in Verbindung mit Artikel Nr. 02131.0	
04231.0 	Zwischenkabel für Einweg-Temperatursonden/-sensoren	
04231.11V 	Foley-/Blasen-Einwegkatheter mit Temperatursensor 12F (VE=20) Temperatursensor Harnblase	
04231.21V 	Ösophagus-/Rektum-Einwegsonde mit Temperatursensor 12F (VE=20) Temperatursensor Speiseröhre/Rektum	
04231.31V 	Tympanum-Einwegsonde für Erwachsene (VE=20) Temperatursensor Ohr	
04231.32V	Tympanum-Einwegsonde für Pädiatrie (VE=20)	
04231.41V 	Haut-Temperatur-Einwegsensoren STS-400 (VE=20) Der Sensor wird auf die Haut aufgeklebt, ein Zwischenkabel für Einweg-Sensoren ist nötig.	

Preisliste Verbrauchsmittel/Zubehör corpus³

Artikel Nr.	Bezeichnung	Bild
Option invasive Blutdruckmessung IBD		
04233.02 	IBD-Adapterkabel corpus³ mit GE/Marquette-Buchse Freigegeben für folgende Transducer ohne Y-Kabel: B.Braun Combitrans, Smith/Medex LogiCal, Codan/pvb DPT-6000er/-8000er Serie, Codan/pvb xtrans DPT-9000er Serie, Edwards TruWave PX600er Serie (nur einfach), Becton Dickinson DTXPlus.	
04233.04 	IBD-Y-Adapterkabel corpus³ mit 2xGE/Marquette-Buchse Freigegeben für folgende Transducer ohne Y-Kabel: B.Braun Combitrans, Smith/Medex LogiCal, Codan/pvb DPT-6000er/-8000er Serie, Codan/pvb xtrans DPT-9000er Serie, Edwards TruWave PX600er Serie (nur einfach), Becton Dickinson DTXPlus.	
Option Kapnographie CO2 (capONE, Nihon Kohden)		
04234.0 	CO2-Zwischenkabel capONE 0,6 m Am CO2-Zwischenkabel wird der CO2-Sensor (Artikel Nr. 04234.1) angeschlossen.	
04234.1 	CO2-Sensor capONE Der CO2-Sensor kann nur in Verbindung mit einem Einwegadapter verwendet werden.	
04234.11V 	CO2-Endotrachealtubus-Einwegadapter, Hauptstrom, capONE (VE=30)	
04234.13V	CO2-Endotrachealtubus-Einwegadapter inkl. Neonaten-Insert (VE = 5)	
04234.20V 	CO2-Nasal-Einwegadapter capONE (VE=30)	
04234.21V 	CO2-Nasal/Oral-Einwegadapter capONE (VE=30)	
04234.22V 	CO2-Nasal/Oral-Einwegadapter, für O2-Sonde adaptierbar capONE (VE=30)	

Preisliste Verbrauchsmittel/Zubehör corpus³

Artikel Nr.	Bezeichnung	Bild
Fahrzeuginstallation, Halterungen, Stromversorgung		
Halterungen für Defibrillator-/Schrittmachereinheit		
04400.CA	Ladehalterung Defibrillator-/Schrittmachereinheit (12 V DC) ohne Kabel Die Ladehalterung für die Defibrillatoreinheit oder das Kompaktgerät ist mit unterschiedlichen Kabellängen und Kabeltypen erhältlich.	
05460.0000AA	DC-Anschlusskabel Hirschmann/Bordnetzstecker 1,5 m	
05460.0010AA	DC- Anschlusskabel Hirschmann/Molex 1,5m	
05460.0020AA	DC-Anschlusskabel Hirschmann/Schneider SELV 1,5m	
05460.0030AA	DC-Anschlusskabel Hirschmann/MagCode 1,5m	
05460.0040AA	DC-Anschlusskabel Hirschmann/MagCode Pro 1,5m	
05460.0060AA	DC-Anschlusskabel Hirschmann/ offenes Ende 1,5 m inkl. Installationsanleitung	
05460.0610AA	DC- Anschlusskabel Hirschmann/Molex 0,15m	
04400.1 	Halterung Defibrillator-/Schrittmachereinheit ohne Stromversorgung Baugleich zu Artikel Nr. 04400.CA, jedoch ohne Stromversorgung.	
04400.2 	Aufnahme Defibrillator-/Schrittmachereinheit	
04411.5	Adapter Ladehalterung C³/Doppelnormschiene 10" (Satz a 2 St.)	
04411.51	Adapter Ladehalterung C³/Doppelnormschiene 200mm (Satz a 2 St.)	

Preisliste Verbrauchsmittel/Zubehör corpuls³

Artikel Nr.	Bezeichnung	Bild
Halterungen Monitoreinheit		
04401	Ladehalterung Monitoreinheit (12 V DC) Die Ladehalterung ist sowohl mit verbundener Patientenbox als auch nur mit der Monitoreinheit verwendbar.	
04401.1 	Halterung Monitoreinheit ohne Stromversorgung Baugleich zu Artikel Nr. 04401, jedoch ohne Stromversorgung.	
04401.DA	Ladehalterung Monitoreinheit corpuls³ ohne Stromversorgung, 12V DC entsprechendes Kabel muss dazu separat bestellt werden	
04403.1 	Zwischenadapter Monitorhalterung/Tragenadapter corpuls³ (inkl. Schraubenset)	
04403.6 	Zwischenadapter für Bohrbild LP12 / corpuls³ (LP12 Halterung Dlouhy) Dieser Zwischenadapter wird direkt an den Bohrlöchern der Lifepak 12 Halterung befestigt, danach kann die corpuls ³ Ladehalterung 04400.CA am Zwischenadapter befestigt werden.	
04404.1 	Wandadapter Normschiene f. Halterungen der Monitoreinheit Adaptierbare Aufnahme, an dem entweder die Monitorhalterung (Artikel Nr. 04401) oder das Schwenkmodul (Artikel Nr. 04406) befestigt werden kann (primär für den Einsatz im Hubschrauber).	
04406 	Schwenkmodul 60° für Halterungen der Monitoreinheit (Art. Nr. 04401) Schwenkmodul für Halterungen der Monitoreinheit (Artikel Nr. 04401). Der ausschwenkbare Winkel beträgt 60°. Je nach Montage kann die Halterung entweder nach rechts oder nach links ausgeklappt werden.	
04406.01	Schwenkmodul 35° für Halterungen der Monitoreinheit (Art. Nr. 04401) Schwenkmodul für Halterungen der Monitoreinheit (Artikel Nr. 04401). Der ausschwenkbare Winkel beträgt 35°. Je nach Montage kann die Halterung entweder nach rechts oder nach links ausgeklappt werden.	
04412.2	Adapter (abnehmbar) für Trage Ø19/22 mm/Seitenbügel (inkl.Schrauben)	

Preisliste Verbrauchsmittel/Zubehör corpuls³

Artikel Nr.	Bezeichnung	Bild
Halterungen für Patientenbox		
04402	Ladehalterung Patientenbox 12 V DC	
04402.06	Ladehalterung Patientenbox (12 V DC) Kabellänge 0,1m	
04402.003	Ladehalterung Patientenbox, Kabel 1,5m, MagCodePro Baugleich zu Artikel 04402, aber mit MagCodePro-Stecker.	
04402.041	Ladehalterung Patientenbox Molexstecker Kabellänge 2,0m Diese Ladehalterung ermöglicht bei Verwendung des Netzteils (Artikel Nr. 04500.1202) die Stromversorgung von 100V bis 250V (AC).	
04402.1	Halterung Patientenbox ohne Stromversorgung (ohne Adapterplatte)	
04403.12	Adapterplatte Halterung Patientenbox	
Adapter für Tragen		
04405.5	Bodenadapter Fahrzeuge (NEF, etc.)/ corpuls3 (Satz a 2 St.li./re.) (für 04400)	
04410.1	Adapter für Trage Stollenwerk (inkl. Schraubenset)	
04410.2	Adapter für Trage Stryker M1 (inkl. Schraubenset)	
04410.21	Adapter für Trage Stryker M1 - Kopfteil (inkl. Schraubenset)	
04410.3	Adapter für Trage Kartsana (inkl. Schraubenset)	

Preisliste Verbrauchsmittel/Zubehör corpuls³

Artikel Nr.	Bezeichnung	Bild
Adapter für Klinikbetten		
04411.1 	Adapter für Normschiene (inkl. Schraubenset) Nur in Verbindung mit Aufnahme Defibrillator-/Schrittmachereinheit (Artikel Nr. 04400.2) oder Halterung Patientenbox ohne Stromversorgung (Artikel Nr. 04402.1).	
04411.2 	Adapter für Krankenhausbett/Normschiene (inkl. Schraubenset)	
04411.4 	Schraubadapter für Normschiene Nur in Verbindung mit Aufnahme Defibrillator-/Schrittmachereinheit (Artikel Nr. 04400.2) oder Halterung Patientenbox ohne Stromversorgung (Artikel Nr. 04402.1).	
04411.62 	Bettenadapter für Krankenhausbett 180 mm (inkl. Schraubenset)	
Zubehör für Lade- und Stromversorgung		
04460.03043	Bordnetzkabel BV3043 Std.-Stecker/Magnetstecker 12V Mit diesem Artikel kann der corpuls ³ oder einzelne Module direkt über 12V geladen werden.	
04501.1503	Netzteil für corpuls³/corpuls¹, Magnetstecker (MagCode®), 150W, 100-240VAC/12VDC Mit dem Netzteil corpuls ³ zzgl. Netzkabel (Artikel Nr. 04520.10) können sowohl einzelne Module als auch das Kompaktgerät außerhalb der Ladehalterung geladen werden.	
04500.1503 	Netzteil für corpuls³/corpuls¹ mit Molexstecker, 150W, 100-240VAC/12VDC Baugleich mit Artikel Nr. 04501.1503, jedoch mit Molexstecker.	
04520.10 	Netzkabel 1,8 m mit Schukostecker für Netzteil corpuls³/corpuls¹ Netzkabel mit Schukostecker für Netzteil corpuls ³ (Artikel Nr. 04501.1503 und 04500.1503)	
04120.23	Akku corpuls³/corpuls¹ (Li-Ion) 7.4V/5.7Ah/42.2Wh 3 Akkus pro Kompaktgerät Im Betrieb als Kompaktgerät kann jede Komponente auf die Batterie-Reserven der übrigen Komponenten zugreifen.	
04120.823	Akku corpuls³ Touch (Li-Ion) 7.4V/5.7Ah/42.2Wh ersetzt Artikelnummer 04120.821 (für die Touch-Version) 1 Akku pro Modul = 3 Akku's pro Kompaktgerät	

Preisliste Verbrauchsmittel/Zubehör corpuls³

Artikel Nr.	Bezeichnung	Bild
04510	Externes Akkuladegerät Corpuls1/Corpuls³, 10-14 V DC, ohne Kabel Externe Lademöglichkeit für gleichzeitiges Laden von bis zu 3 Akkus.	
Sonstiges Verbrauchsmaterial/Zubehör		
04121 	Druckerpapier corpuls3 (VE=10 Rollen) Papierbreite: 106mm Papierlänge: 22m	
04130.1	Gebrauchsanweisung corpuls³ als PDF elektronisch als Nachdruck	
04190.01100 	Schutzfolie Display corpuls3 Polyester-130u klar ersetzt Artikel 70710.01100	
01239	Elektrodengel 100g	
04311.2	corpuls Simulator VF Der corpuls Simulator dient zur Funktionskontrolle des corpuls ³ und corpuls1. Es können die Schockabgabe, der externe Schrittmacher und die EKG-Ableitungen getestet werden. Außerdem lassen sich verschiedene EKG-Kurven in das Gerät einspielen.	
04312	Testload für Defibrillator-/Schrittmachereinheit corpuls³ SLIM und corpuls1 Für die Schockabgabe von 50 J beim Gerätetest	
04236.3 	CompactFlash® -Karte 2.0 GB corpuls³ Datenspeicherung Übergabe der Einsatzdaten (Diagnose-EKG, Ereignisse, Sprachaufzeichnung, Vitalparameter, Patientendaten usw.)	
04252 	CF-Abdeckung Patientenbox corpuls³ Classic, kpl. Verhindert das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit.	
04252.8	CF-Abdeckung Patientenbox corpuls³ Touch, kpl. für die Touch-Version	
04221.5 	Zubehörtasche PAX sw/sw für Patientenbox multifunktionelle Tasche (Schutz vor Stößen und Schmutz, Arretierbarkeit über Schlaufen, sicheres Verstauen aller Kabel und Sensoren)	
04221.50	Zubehörtasche PAX XL für Patientenbox Baugleich zu Artikel Nr. 04221.5, allerdings etwas höher für größere Manschetten und für mehr Stauraum.	

Preisliste Verbrauchsmittel/Zubehör corpuls³

Artikel Nr.	Bezeichnung	Bild
04221.60	Zubehörtasche PAX XXL rot/schwarz für Patientenbox Baugleich zu Artikel Nr. 04221.50 mit 2 zusätzlichen Fächern (1 links/ 1 rechts) für mehr Stauraum.	
04321.31	Tragegurt elastisch mit Tasche PAX für Rundöse	
04321.32	Tragegurt nicht elastisch mit Tasche PAX für Rundöse	
04321.61	Tragegurt elastisch mit Tasche PAX mit DEM1 Schnalle	
04321.62	Tragegurt nicht elastisch mit Tasche PAX mit dem DEM1 Schnalle	
04322.3	Zubehörtasche Defibrillator-/Schrittmachereinheit corpuls³ SLIM Zubehörtasche zum Aufbewahren von bis zu zwei corPatch-Elektroden, Befestigung mit Druckknöpfen an der Rückseite.	
04322.50	Zubehörtasche Defi.-/Schrittmachereinheit corpuls³ Pax links mit Viersterngriff	
04322.51	Zubehörtasche Defi.-/Schrittmachereinheit corpuls³ Pax rechts mit Viersterngriff	

Mit dem Erscheinen dieser Version des Katalogs verlieren die vorherigen Kataloge und Preislisten ihre Gültigkeit.

Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Änderungen an allen Inhalten sind möglich.

Sie können die Artikel bei uns per Telefon unter 0331/237878-0, per Fax unter 0331/237878-29 und per E-Mail unter info@riedel-schulz.de bestellen.

Der Mindestbestellwert beträgt 50,-€. Bei einem Bestellwert unter 50,-€ berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 20,-€. Ab einem Warenwert von 500,-€ ist die Lieferung versandkostenfrei.