

corpuls aed

Produktkatalog





Inhaltsverzeichnis

Verbrauchsmaterial	1
Wandhalterungen und -schränke	2
Zubehör für Lade- und Stromversorgung	3
Sonstiges Zubehör	3



Artikel Nr.	Bezeichnung	Bild		
Verbrauchsmaterial				
05120.3V	corPatch easy Pediatric, Haltbarkeit 3 Jahre ab Produktion (VE=10) corPatch easy-Elektroden können zur Defibrillation, syncronisierten Kardioversion, Stimulation und EKG-Überwachung bei Kleinkindern/Neonaten eingesetzt werden.			
05120.4V	corPatch easy Pro; 2,00m; für corpuls AED, corpuls1, corpuls3; 42 Monate (VE=10) ersetzt Art. 05120.1V (längere Haltbarkeit, für corpuls 1,3 und aed verwendbar)			
04235.3	corPatch CPR Training Patch (VE=2)			



Artikel Nr.	Bezeichnung	Bild		
Wandhalterungen und -schränke				
	Halterungen			
06400.1	Wandhalterung corpuls aed (für Elektrodenfach) nur in Verbindung mit 06122.1 oder 06122.2			
06400.11	Wandhalterung corpuls aed (für Elektrodenfach) - EN1789 nur in Verbindung mit 06122.1 oder 06122.2			
06122.1	Elektrodenfach (Rückseite) corpuls aed			
06122.2	Elektrodenfach XL (Rückseite) corpuls aed			
06400.2	Wandhalterung corpuls aed (mit Zubehörtasche) nur in Verbindung mit Artikel 06121.3	© ©		
06400.21	Wandhalterung corpuls aed (mit Zubehörtasche) - EN1789 nur in Verbindung mit 06121.3	0 G 0 O		
06121.3	Zubehörtasche corpuls aed			
Wandschränke				
H1001	AED Wandkasten mit Schlüssel Abschließbarer AED Wandkasten aus massivem Stahlblech, mit weißer Pulverbeschichtung überzogen. Der Wandkasten hat ein Plexiglas-Sichtfenster und ist mit einer Einschlagscheibe für den Notschlüsselzugang ausgestattet.			
H1002	AED Wandkasten mit Schlüssel und Alarm Abschließbarer AED Wandkasten aus massivem Stahlblech, mit weißer Pulverbeschichtung überzogen. Der Wandkasten hat ein Plexiglas-Sichtfenster und ist mit einer Einschlagscheibe für den Notschlüsselzugang ausgestattet. Ein sehr lauter akustischer Alarmwird aktiviert, wenn die Tür geöffnet wird.	(a)		
H2001	AED Outdoor-Wandschrank, Polysterol, mit Heizung (24V) und Alarm aus schlagfestem Polstyrol, 100% staub- und wasserdicht, hält Temperaturen bis zu -45 Grad Celsius stand			

2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Bild	
Zubehör für Lade- und Stromversorgung			
06120	Batterie corpuls aed	Contraction of the second	
06120.1	Trainingsakku corpuls aed (wiederaufladbar)	TEMPERSON	
06510	Ladegerät Trainingsakku corpuls aed (Li-Ion) inkl. AC-Set EU, AUS, UK, US		
Sonstiges Zubehör			
70763.0010AA	Displayschutzfolie corpuls aed		
H1005	AED Wandkasten Ersatzglas Notschlüsselöffnung für Art. H1001 und H1002		
H1003	AED Winkelschild DIN - Aluminium Aluminium Winkelschild "Defibrillator" nach ASR A1.3- 2013 und EN ISO 7010, nachleuchtend, 20 cm x 20 cm, doppelseitig. Eindeutige und auch nachts ohne Lichtquelle gut sichtbare Wegweisung zum Defibrillator.	5 0	
H1004	AED Hinweisschild DIN - Folie Rettungszeichen Automatisierter externer Defibrillator, zur normgerechten Standortkennzeichnung eines Defibrillators. 20 cm x 20 cm, selbstklebend, langnachtleuchtend, aus dicker Folie		
04311.2	corpuls Simulator VF Der corpuls Simulator dient zur Funktionskontrolle des corpuls³ und corpuls¹ Es können die Schockabgabe, der externe Schrittmacher und die EKG-Ableitungen getestet werden. Außerdem lassen sich verschiedene EKG-Kurven in das Gerät einspielen.		
06123.1	Emergency Daypack corpuls aed		

Mit dem Erscheinen dieser Version des Katalogs verlieren die vorherigen Kataloge und Preislisten ihre Gültigkeit.

Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Änderungen an allen Inhalten sind möglich.

Sie können die Artikel bei uns per Telefon unter 0331/237878-0, per Fax unter 0331/237878-29 und per E-Mail unter info@riedel-schulz.de bestellen.

Der Mindestbestellwert beträgt 50,-€. Bei einem Bestellwert unter 50,-€ berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 20,-€. Ab einem Warenwert von 500,-€ ist die Lieferung versandkostenfrei.

